

Model



Dental Creation Challenge
株式会社 ディーシーシー

Cup

P



モデルカップ®

Model Cup

※ご注文、お問合せはお取引ディーラー様にご用命下さい。

取扱店

ご注文、商品に関する問い合わせ等についてはホームページをご覧ください。

<http://dcc.dental/>

〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2丁目50番地 TEL.088-679-1272 FAX.088-679-1273



2024.7 版



Dental
Creation
Challenge

株式会社 ディーシーシー

I
模型作成時の時短

約 **45** 分

大好評を
いただいております！
その理由は・・・

技工・業務内容
全体の

効率化



II
就業時間の

見直し



IV

患者様に喜ばれる
品質の高い技工物の作成



使用手順



1

基底面を平らにし
モデルカップに
収まるように
馬蹄形にトリミング



2

作業模型に
専用接着剤
モデルボンドを塗布



3

ダウエルピンポイント、
セパレートポイントを
確認しながら貼付け、
専用モデルプライマーを
噴霧で硬化時間の短縮



4

硬化後、
セパレートポイントを
確認しながら
のこ刃で切削




5

模型作り完成

切削ポイント



拡大



○ セパレートポイント
○ ダウエルピンポイント



○ セパレートポイント
○ ダウエルピンポイント

ご注文日(FAX送信日)

20 年 月 日

発 注 書

御社名

御中

納品得意先名

様

TEL

納品先ご住所

ご注文・お問合せはこちらまで

FAX 088-679-1273

(株)ディーシーシー 行
〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2丁目50番地
TEL:088-679-1272

No.	商品名	入数	数量
1	臼歯石膏 Pタイプ	100個	
2	Mシリーズ M5	100個	
3	M5 ブラウン	100個	
4	Mシリーズ M10	50個	
5	M10 ブラウン	50個	
6	Mシリーズ M14	50個	
7	M14 ブラウン	50個	
8	Tシリーズ T-3×2 ブルー	100個	
9	T-3×2 ホワイト	100個	
10	T-3×2 ブラウン	100個	
11	Tシリーズ T-5×2 ブルー	100個	
12	T-5×2 ホワイト	100個	
13	T-5×2 ブラウン	100個	
14	Tシリーズ T-14×2 ブルー	50個	
15	T-14×2 ホワイト	50個	
16	T-14×2 ブラウン	50個	

No.	商品名	入数	数量
17	モデルアダプター Oタイプ	1個	
18	" Sタイプ	1個	
19	モデルアダプター NKタイプ	2個	
20	モデルホルダー セット	100セット	
21	" 本体 *単品	100枚	
22	" 凸パーツ *単品	100個	
23	" フラットパーツ *単品	100個	
24	サポートプレート 前歯	100枚	
25	" 臼歯	100枚	
26	ピュアe咬合器	1個	
27	マウンティングプレート Oタイプe咬合器Ver	1個	
28	モデルプライマー 420ml	1本	
29	モデルボンド (高粘度) 50g	1本	
30	プレモボンド (中粘度) 20g	1本	
31	" 50g	1本	
32	プレモボンドⅡ (高粘度) 20g	1本	
33	" 50g	1本	

※原則13:00までのご注文は当日出荷致します。13:00以降のご注文は翌日の発送となりますのでご了承ください。

※ご購入金額の合計が8,000円(税抜)未満に限り、別途送料として800円かかります。

MODEL CUP 関連商品

歯科用咬合器 届出番号36B2X10006000057

ピュア e 咬合器	【クエスト】
規格	
セット (保持用ピン 2 本 金属プレート 6 枚)	

マグネット、ピンによる二通りの装着方法が可能です。



雑品

マウンティングプレート O タイプ e 咬合器 ver.	【ディーシーシー】
規格	
セット O タイプ 1 個 マウンティングプレート 1 個 ビス 1 本	



サンプル

雑品

モデルプライマー	【ディーシーシー】
規格	
420ml	



サンプル

雑品

モデルボンド (高粘度)	【ディーシーシー】
規格	
50g	



サンプル

雑品

プレモボンド (中粘度)	【デンタス】
規格	
20g	



雑品

プレモボンド (中粘度)	【デンタス】
規格	
50g	



雑品

プレモボンド II (高粘度)	【デンタス】
規格	
20g	



雑品

プレモボンド II (高粘度)	【デンタス】
規格	
50g	



MODEL CUP

モデルアダプター NKタイプ
対応咬合器：南加大咬合器
ワンタッチでアダプターに装着出来ます




モデルアダプター Oタイプ
対応咬合器：オオタキ ver 1 咬合器、
デンタルホビー咬合器
上顎ネジで固定し装着出来ます




モデルアダプター Oタイプ e 咬合器 ver
対応咬合器：クエスト e 咬合器
ネジで固定し装着出来ます



モデルアダプター Sタイプ
対応咬合器：松風ハンディ II 咬合器
ピンを外し装着出来ます



モデルホルダーセット
専用プレート使用で
簡易的な咬合器となります



ホームページに作業手順の動画説明も
ございますのでそちらもご覧ください



モデルカップ専用接着剤、
専用硬化促進剤もご用意しております

ディーシーシー 検索



MODEL CUP LINEUP

Model Cup
モデルカップ **サンプル** ご用意いたしております。お気軽にお申し付け下さいませ。

雑品

ホワイト(ツインピン) 【ディーシーシー】

品名 / 規格

T3×2 100個入	T5×2 100個入	T14×2 50個入
---------------	---------------	---------------

※×2はツインピンを表します。



T3×2



T5×2



T14×2



T3×2



T5×2



T14×2

雑品

ブルー(ツインピン) 【ディーシーシー】

品名 / 規格

T3×2 100個入	T5×2 100個入	T14×2 50個入
---------------	---------------	---------------

※×2はツインピンを表します。



T3×2



T5×2



T14×2

雑品

ブラウン(ツインピン) 【ディーシーシー】

品名 / 規格

T3×2 100個入	T5×2 100個入	T14×2 50個入
---------------	---------------	---------------

※×2はツインピンを表します。

ブラウンシリーズは切削感重視の特殊樹脂採用しています。



T3×2



T5×2



T14×2



M5



M10



M14

雑品

樹脂(シングルピン) 【ディーシーシー】

品名 / 規格

M5 100個入	M10 50個入	M14 50個入
-------------	-------------	-------------



M5



M10



M14

雑品

ブラウン(シングルピン) 【ディーシーシー】

ブラウンシリーズは切削感重視の特殊樹脂採用しています。

品名 / 規格

M5 100個入	M10 50個入	M14 50個入
-------------	-------------	-------------



M5



M10



M14

雑品

石膏(シングルピン) 【ディーシーシー】

品名 / 規格

Pタイプ 100個入

Pタイプ



MODEL CUP 関連商品

雑品

モデルアダプター
(Oタイプ) 【デンタス】

規格

1 枚入

対応咬合器：クエスト e 咬合器
オオタキ ver1 咬合器
デンタルホビー咬合器



雑品

モデルホルダー(セット) 【デンタス】

規格

各種 100 個入

セット内容：モデルホルダー本体
凸パーツ、フラットパーツ




雑品

モデルホルダー
(フラットパーツ) 【デンタス】

規格

100 個入



雑品

モデルアダプター
(Sタイプ) 【デンタス】

規格

1 枚入

対応咬合器：松風ハンディ II 咬合器



雑品

モデルホルダー(本体) 【デンタス】

規格

100 個入



雑品

サポートプレート(前歯) 【デンタス】

規格

100 枚入



雑品

モデルアダプター
(NKタイプ) 【ディーシーシー】

規格

2 枚入

対応咬合器：南加大咬合器 (一部非対応)



サンプル

雑品

モデルホルダー
(凸パーツ) 【デンタス】

規格

100 個入



雑品

サポートプレート(臼歯) 【デンタス】

規格

100 枚入

